

INFO-PUNKT # 7

Produktopdatering, Dräger FPS 7000 P




Ny farve på indåndningsventilsæde


Farven på indåndningsventilsædet i P-tilslutningsstykket er ændret fra blå til rød. Baggrunden er at tilpasse farvemærkningen på hhv. overtryks- og normaltryks-systemer i overensstemmelse med farvekodningen på lungeautomaterne.

Lungeautomat til RA - normaltryk → BLÅ

Lungeautomat til P - overtryk → RØD



BLÅ: Før



RØD: Nu

Konstruktionsmæssigt er de to ventilseader (R56273) identiske og varenummeret vil derfor ikke blive ændret. En udskiftning er ikke nødvendig. Ventilskiven (R56274) kan bruges på begge ventilseader.